

X 180 (NEXY 180) 175 CC

MOTORLANCE NEXY 180

شرکت نیما پ.آ.س
مشاوران تخصصی در زمینه های مختلف پزشکی و دندانپزشکی
PASMED
محیط های درمانی مجهز و مدرن با بالاترین استانداردها



X 180 (NEXY 180) 175 CC

MOTORLANCE NEXY 180



X 180 (NEXY 180) 175 CC

MOTORLANCE NEXY 180



X 180 (NEXY 180) 175 CC

MOTORLANCE NEXY 180



دفترچه راهنما مالک موتور لانس (NEXY 180 cc)

Motorlance Nexy (180 cc) Owner's Manual

دفترچه راهنمای استفاده از موتور لانس نکسی (۱۸۰ سی سی) ب منظور آشنایی کاربران محترم با تجهیزات و قسمت های مختلف موتور لانس تجهیز شده

توسط شرکت نیما پ. آ. س تهیه شده است ، خواهشمند است این دفترچه را جهت استفاده صحیح ، موثر و کارآمد از امکانات تعبیه شده در موتور لانس ، به طور کامل مطالعه فرمایید .

This user manual for the motorlance (180cc) motorlance has been prepared by Nima P.A.S. Company to familiarize users with the vehicle's equipment and various sections. Please read this manual thoroughly to ensure the correct, effective, and efficient use of the motorlance's installed features.

ردیف :	مشخصات کلی :	General Specifications:	ROW
۱	سه عدد باکس جهت استقرار تجهیزات داخل آن	Three enclosures for housing equipment.	1
۲	سایر تجهیزات قابل سفارش بر اساس نیاز مشتری	Other equipment available for order based on customer requirements	2
۳	سیستم کنترل الکترونیکی	Electronic control system	3
۴	آلارم ، آژیر ، سیرن و آمپلی فایر	Alarms, sirens, sirens and amplifiers	4
۵	نکات ایمنی و نگهداری	Safety and Maintenance Instructions	5
۶	ضمانت و خدمات پس از فروش	Warranty and After-Sales Service	6

ردیف :	مشخصات فنی :	Technical Specifications:	ROW
۱	حجم موتور : ۱۷۵ سی سی	Engine displacement: 175 cc	1
۲	گیربکس: اتوماتیک	Transmission: Automatic	2
۳	حداکثر قدرت / توان : 13.6kw-8500 rpm	Maximum power: 13.6 kW - 8,500 rpm	3
۴	استاندارد آلایندگی : یورو ۵	Emission standard: Euro 5	4
۵	تعداد سوپاپ : ۴	Number of valves: 4	5
۶	تعداد سیلندر : تک	Number of cylinders: single	6
۷	حداکثر گشتاور : 17.2nm - 6500 rpm	Maximum torque: 17.2 Nm - 6500 rpm	7
۸	تیپ موتور : اسکوتر	Motorcycle Type: Scooter	8
۹	سیستم سوخت رسانی : انژکتور	Fuel system: Fuel injection	9
۱۰	احتراق : یک شمع	Combustion: A candle	10
۱۱	ترمز عقب : دیسکی ای بی اس	Rear brake: Disc with ABS	11
۱۲	ترمز جلو : دیسکی ای بی اس	Front brake: ABS disc	12
۱۳	ابعاد موتور لانس : طول : ۱۹۲۰ * عرض : ۷۵۰ * ارتفاع : ۱۱۴۸	Motorlance dimensions: Length: 1920 * Width: 750 * Height: 1148	13

تجهيزات داخل کیف احیاء :



۱- کیف دارو

۲- سرنگ

۳- لارنگ اسکوپ

۴- کپسول اکسیژن ۲ لیتری به همراه مانومتر ، ماسک و نازال

۵- گاز استریل

۶- آمبویگ به همراه دهان باز کن

۷- ایروی

۸- قیچی

۹- انواع باند (کشی و کنار بافت)

۱۰- انواع چسب (لوکوپلاست ، حصیری و ضد حساسیت)

۱۱- دستکش لاتکس

۱۲- ست جراحی (پنس ، پنست ، قیچی یک سر تیز ، تیغ بیستوری ، دسته بیستوری ، قیچی ، پنس مگیل و رسیور)

۱۳- ساکشن دستی

۱۴- دستگاه تست قند خون

۱۵- پالس اکسیمتر انگشتی



Contents of the resuscitation kit:

- 1- Medication bag
- 2- Syringes
- 3- Laryngoscope
- 4- 2-liter oxygen cylinder (with manometer, mask, and nasal cannula)
- 5- Sterile gauze
- 6- Ambu bag (with mouth opener)
- 7- Airway
- 8- Scissors
- 9- Various bandages (elastic and gauze/woven)
- 10- Various tapes (Leukoplast, non-woven/fixation tape, and hypoallergenic tape)
- 11- Latex gloves
- 12- Minor surgery set (forceps, tissue forceps, sharp-tipped scissors, scalpel blade, scalpel handle, scissors, Magill forceps, and kidney dish/receiver)
- 13- Manual suction device
- 14- Blood glucose meter
- 15- Fingertip pulse oximeter



نکات ایمنی و نگهداری :

بررسی های مورد نیاز قبل از اعزام موتورلانس :

بررسی روزانه و آماده سازی کامل موتورلانس شامل بررسی تجهیزات می گردد . این بازبینی به این جهت است که مطمئن شوید همه چیز در جای خود قرار گرفته و در دسترس است . به این منظور موارد زیر را باید در موتورلانس بررسی کنید :

میزان سوخت ، سطح روغن موتور ، میزان مایع جعبه دنده ، روغن ترمز ، تسمه موتور ، بوق ، فشار باد چرخ ها ، آژیر و آلارم ها ، بی سیم های دستی ، ثابت سازی کلیه تجهیزات ، ملزومات پزشکی شامل کپسول های اکسیژن ، کیف احیاء ، پانسمان و باند ها ، کلارگردن و سایر تجهیزات و کیت اورژانسی زایمان را به صورت روزانه چک کنید . همه تجهیزاتی که با باتری کار می کنند مانند دفیبریلاتور، پالس اکسیمتر و لارنگ اسکوپ باید روزانه آزمایش شوند . طی این بررسی متوجه می شوید که آیا تجهیزات به به درستی عمل می کنند ؟ آیا ملزومات تمیز و استریل هستند ؟ آیا مقدار کافی موجود هستند ؟

Safety and Maintenance Guidelines:

Pre-deployment Checks for the Motor-Ambulance:

Daily inspection and full preparation of the motor-ambulance include checking the equipment. This review ensures that everything is in its proper place and readily accessible.

To this end, you must check the following items on the motor-ambulance:

Fuel level, engine oil level, transmission fluid level, brake fluid, drive belt, horn, tire pressure, siren and alarms, and handheld radios. Additionally, perform a daily check to ensure all equipment is securely fastened and verify the status of medical supplies—including oxygen cylinders, resuscitation kits, dressings and bandages, cervical collars, other equipment, and emergency childbirth kits.

All battery-operated equipment—such as defibrillators, pulse oximeters, and laryngoscopes—must be tested daily. During this check, you determine whether the equipment is functioning correctly, whether the supplies are clean and sterile, and whether there is a sufficient quantity available.

وسایل و تجهیزات پزشکی در موتورلانس بر طبق ضرورت و میزان نیازی که به آن خواهیم داشت ذخیره کنید .

اولویت به اقلامی بدهید که در هنگام خطر مرگ بیمار برای مراقبت لازم است . تجهیزات کنترل راه هوایی ، تنفس مصنوعی و اکسیژن رسانی از آن جمله اند .

تجهیزات مربوط به مراقبت های قلبی ، پانسمان ، بخیه و کنترل فشار خون .

Preparation Phase:

Stock the motorcycle ambulance with medical supplies and equipment based on anticipated needs and requirements.

Prioritize items essential for patient care in life-threatening situations; these include equipment for airway management, artificial respiration, and oxygen delivery.

Include equipment for cardiac care, wound dressing, suturing, and blood pressure monitoring.

ضمانت و خدمات پس از فروش :

مشتری گرامی :



علامت تجاری ثبت شده محصولات انحصاری شرکت نیما پ . آ . س می باشد محصولات دارای این نشان مطابق با تاریخ فاکتور فروش مدت زمان

گارانتی محصول ، مشمول خدمات پس از فروش شرکت نیما پ . آ . س می باشند . این علامت تجاری در حال حاضر به دلیل کیفیت بالای محصولات و خدمات ارائه شده

از اعتبار قابل توجهی در ایران برخوردار است .

استقرار سیستم رسیدگی به امور مشتریان در شرکت نیما پ . آ . س بر اساس استاندارد های بین المللی ISO 1002:2004 امکان پاسخگویی به کلیه درخواست های مشتریان گرامی را فراهم می سازد .

مراحل بهره مندی از خدمات پس از فروش شرکت نیما . پ . آ . س :

۱- تماس با امور مشتریان شرکت نیما پ . آ . س :

تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۷۲۱ 

تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۷۱۵ 

فکس : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۸۶۴ 

موبایل : ۰۹۱۰۴۱۵۹۱۷۶ 

Warranty and After-Sales Service:

Dear Customer: 

The registered trademark belongs exclusively to Nima P.A.S. Company. Products bearing this mark are covered by Nima P.A.S. after-sales services for the duration of the warranty period, calculated from the date of the sales invoice. Thanks to the high quality of the products and services provided, this trademark currently enjoys significant prestige in Iran.

Nima P.A.S. Company is equipped to address all customer-related inquiries in accordance with international standards, specifically the ISO 1002:2004 standard for customer complaint handling systems.

Steps to access Nima P.A.S. Company's after-sales services:

1- Contact Nima P.A.S. Company Customer Service:



Tel: 021-66174721



Tel: 021-66174715



Fax: 021-66174864



Mobile: 09104159176



۲- تعیین وقت رسیدگی :

کلیه درخواست ها در نخستین فرصت و کمترین زمان ممکن توسط کارشناسان بررسی می گردد و جهت تعیین وقت ، اعزام به دفتر مرکزی یا کارخانه ، با مشتری تماس گرفته خواهد شد .

۳- اقدامات واحد فنی امور مشتریان :

کارشناسان مجرب واحد فنی امور مشتریان با بررسی و عیب یابی کامل محصول ارائه شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به رفع عیب قید شده در ، درخواست مشتریان و نیز سایر عیوب احتمالی نموده و محصول مجدداً توسط واحد کنترل کیفیت شرکت از نظر کارایی موارد ارزیابی و تست های تخصصی قرار خواهد گرفت تا محصول با کیفیت اولیه در اختیار مشتری قرار گیرد .

۴- بازگشت محصول :

واحد امور مشتریان نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت بازگشت محصول به مشتری در اسرع وقت اقدام خواهد نمود .

۵- ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده :

میزان رضایتمندی شما از کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده توسط واحد خدمات پس از فروش ، از اولویت های شرکت نیما پ . آ . س می باشد .

2- Scheduling the Service Appointment:

All requests are reviewed by specialists at the earliest opportunity. The customer will be contacted to schedule an appointment or arrange for the product to be sent to the head office or factory.

3- Actions Taken by the Technical Customer Service Unit:

Experienced specialists in the Technical Customer Service Unit will conduct a thorough inspection and troubleshooting of the product. They will promptly resolve the issue reported by the customer as well as any other potential defects. Subsequently, the product will undergo performance evaluations and specialized testing by the company's Quality Control Unit to ensure it is returned to the customer with its original quality standards.

4- Product Return:

The Customer Affairs Department will make the necessary arrangements to return the product to the customer as soon as possible.

5- Quality Assessment of Services Provided:

Your satisfaction with the quality and speed of the services provided by the After-Sales Service Department is a priority for Nima P.A.S. Company.



تایم کاری :

مشتریان محترم :

شرکت نیما پ . آ . س از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ می باشد آماده ی پاسخگویی به کلیه ی درخواست های شما می باشد .

خواهشمند است مارا از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود بهره مند سازید .

Business Hours:

Dear Customers,

Nima P.A.S. Company is available to address all your inquiries from Saturday to Thursday, between 8:30 AM and 5:00 PM.

We welcome your comments, suggestions, and feedback.

باتشکر ، شرکت خرید و فروش ، تجهیز و کاربری سازی نیما پ . آ . س

Sincerely, Nima P.A.S. Company (Trading, Equipping, and Custom Outfitting)

PASMED